



EDELVITAL™

Patienten-Information

SARS-CoV-2-Schnelltest auf neutralisierende Antikörper (NAb)

(Fluoreszenz-Immunchromatographie-Test)

Sie haben sich entschlossen, einen Test auf spezifische neutralisierende blockierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu machen, um Kenntnis über Ihren individuellen Antikörper-Status (Schutzfunktion Ihrer Immunantwort) gegen diese Erkrankung zu erlangen. Ihnen wurde ein Tropfen Blut aus der Fingerbeere entnommen und auf die Testkarte aufgetragen. Nach einer Wartezeit von 15 Minuten halten Sie nun den Ausdruck mit Ihrem Namen und Ihrem persönlichen Antikörper-Status (NAb) gegen SARS-CoV-2 in Händen.

Wir verwenden den quantitativen, hoch sensitiven EDELVITAL™ SARS-CoV-2-Schnelltest auf neutralisierende Antikörper, der nach dem internationalen WHO-Standard IU/mL kalibriert, in Studien getestet wurde und bereits in vielen Ländern zur Testung des Schutzes gegen COVID-19 eingesetzt wird.

www.edelvital.com

Die Apotheke
Ihres Vertrauens:

Bitte Seite
wenden!

Was besagt die Zahl auf dem Ausdruck?

Der Test bestimmt ganz spezifisch jene neutralisierenden Antikörper gegen SARS-CoV-2, die in Ihrem Blut nachweisbar sind. Sind genügend dieser neutralisierenden Antikörper vorhanden, kommt es nur schwer zu einem Eindringen des Virus in die Lungen-Epithelzellen; ein Ausbruch der Krankheit kann verhindert werden. Die Anzahl dieser Antikörper, die aufgrund einer Impfung oder einer Infektion gebildet werden, kann stark variieren und ist abhängig vom generellen Immunstatus, dem Alter, Begleiterkrankungen, der Einnahme bestimmter Arzneimittel und vielen weiteren Faktoren. Zudem kann ein Impfschutz im Laufe der Zeit abnehmen, so dass z.B. eine erneute Impfung notwendig sein kann.

Bitte beachten Sie nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 die vom Impfstoffhersteller empfohlene Wartezeit, in der der Körper Antikörper bilden und ein Impfschutz aufgebaut werden kann.

Wie hoch muss die Anzahl meiner Antikörper sein?

Je höher die Anzahl der neutralisierenden Antikörper ist, desto geringer ist die Gefahr, sich mit dieser Krankheit anzustecken. Zudem können Menschen mit einem hohen Antikörperwert die Erkrankung schwerer übertragen und schützen so auch ihr Umfeld. Das ist besonders wichtig, wenn Sie mit Säuglingen, Immunsupprimierten oder z.B. Senioren, die keinen hohen Schutz aufbauen können, in Berührung kommen.

Der EDELVITAL™ SARS-CoV-2-Schnelltest auf neutralisierende Antikörper (Fluoreszenz-Immunchromatographie-Test) basiert auf einem Grenzwert von 25 IU/mL und wurde entsprechend dem Internationalen WHO-Standard kalibriert (NIBSC Code: 20/136 in IU/mL).

Wurde Ihnen mitgeteilt, dass Ihr Wert unter diesem Grenzbereich liegt, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt über weitere Schritte.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und stehen für eine weiterführende Beratung gerne zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund!

www.edelvital.com

Disclaimer: EDELVITAL™ übernimmt keine Verantwortung für Testergebnisse, die von Dritten durchgeführt und übermittelt wurden.